



Pulse oxymètre de doigt MD300-C22 / MD300-C29

Mode d'emploi

Modèles concernés

MD300C2 MD300C203 MD300C204 MD300C21 MD300C21C MD300C21-P MD300C22 MD300C23 MD300C24 MD300C25 MD300C26 MD300C28 MD300C29
MD300C20 MD300C2A MD300C2B MD300C2D MD300C2E

Instructions résumées.

Utilisation.

1. Avant usage, désinfecter les coussins intérieurs de l'appareil et le doigt utilisé pour la mesure.
2. Introduire le doigt dans l'appareil jusqu'au bout et ongle vers l'écran !
3. Appuyer sur le bouton marche / arrêt
4. Retirer le doigt. L'appareil s'éteint automatiquement.

Entretien périodique.

1. Désinfection régulière.

Nous vous remercions d'avoir opté pour un concentrateur Oxycure.



Oxygénothérapie

Concentrateurs portables Oxycure

Concentrateur portable Oxycure – Inogen G3
 Concentrateur portable Oxycure – Inogen G4
 Concentrateur portable Oxycure – Inogen G5
 Concentrateur portable Oxycure – SimplyGo Mini
 Concentrateur portable Oxycure – SimplyGo
 Concentrateur portable Oxycure – Eclipse 5
 Concentrateur portable Oxycure – Zen-O lite
 Concentrateur portable Oxycure – Zen-O (pas sur photo)

Concentrateur Oxycure

Concentrateur Oxycure – Kröber

Bouteilles Oxycure (oxygène gazeux)

Bouteille Oxycure B2 – 0,4 m³
 Bouteille Oxycure B5 – 1,0 m³
 Bouteille Oxycure B10 – 2,1 m³ (pas sur photo)

Réservoirs Oxycure (oxygène liquide)

Réservoir Oxycure d'oxygène liquide - 26 m³
 Réservoir portable Oxycure d'oxygène liquide (1,0 m³)

Apnée du sommeil

S.Box - Sefam

Plus d'informations sur www.oxycure.be



OXYCURE : COMMANDES

081 22 15 90

Oxycure sa.

Business Park Fernelmont

L. Génicot, 9

B-5380 Fernelmont

Belgium

Tel + 32 (0)81 22 15 90

Fax + 32 (0)81 22 15 99

<http://www.oxycure.be>

e-mail : oxycure@oxycure.be

HEURES D'OUVERTURE

Du lundi au vendredi

09.00 – 12.30 et 13.30 – 18.00

SERVICE DE GARDE

0800 98 0 68

Notre service de garde est un service permanent (7 jours/7 – 24 heures /24).

Il est exclusivement réservé aux installations urgentes d'appareils et dépannages de nos appareils.

Appel au service de garde

1. Laisser un message sur le répondeur avec votre nom et numéro de téléphone et indiquer brièvement la raison de votre appel ;
2. La permanence vous rappellera endéans les 20 minutes ;
3. Si la permanence ne vous a pas rappelé endéans les 20 minutes, laisser un nouveau message.

Notes

1. Les interventions techniques (dépannages) sont incluses dans le prix de l'assistance et de la location.
2. Les livraisons de marchandises, en dehors des heures de bureaux, sont payantes.

Oxymètre de pouls Au doigt

Français

Description d'ordre général

L'oxygène se lie à l'hémoglobine dans les globules rouges dans les poumons. Il est transporté à travers le corps par le sang artériel. Un oxymètre de pouls utilise deux fréquences de lumière (rouge et infrarouge) pour déterminer le pourcentage (%) de l'hémoglobine dans le sang qui est saturé avec de l'oxygène. Le pourcentage est appelé saturation en oxygène du sang, ou SpO₂. Un oxymètre de pouls mesure et affiche la fréquence d'impulsions en même temps qu'il mesure le niveau de SpO₂.

Diagramme du Principe de Fonctionnement (Figure 2)

1. Tube d'Émission d'un Rayonnement Rouge et Infrarouge.
2. Tube de Réception d'un Rayon Rouge et Infrarouge.

Précautions d'utilisation

1. Avant toute première utilisation, merci de bien vouloir lire attentivement le présent manuel.
2. Ne pas utiliser l'oxymètre de pouls digital à proximité d'une Unité Electro-chirurgicale (« ESU »), le fonctionnement du présent appareil pouvant s'en trouver perturbé.
3. L'oxymètre de pouls tactile devra être positionné de manière à permettre une correcte captation du pouls, l'objectif premier étant de déterminer, de façon fiable, une valeur de saturation pulsée en oxygène (SpO₂). Avant de déterminer la valeur de saturation pulsée en oxygène, vérifier que rien ne vient compromettre la correcte captation du pouls.
4. Ne pas utiliser le saturomètre au sein d'un environnement IRM (« Imagerie par Résonance Magnétique ») ou CT (« Tomographie Numérique »).
5. Ne pas utiliser l'oxymètre de pouls tactile dans le cadre de situations nécessitant la présence d'alarmes. Le présent appareil n'est, en effet, pas équipé d'alarmes et n'est pas destiné à un contrôle en continu.
6. Ne pas utiliser le saturomètre au sein d'une atmosphère explosive.
7. L'oxymètre de pouls tactile a pour objectif d'aider à évaluer l'état de santé du patient. Il devra être utilisé en complément d'autres méthodes d'évaluation de symptômes et signes cliniques.
8. Afin de mieux appréhender le correct positionnement du capteur et vérifier, non seulement la circulation, mais également la sensibilité dite « cutanée » du patient, contrôler fréquemment (toutes les 30 minutes) la zone d'application du capteur de l'oxymètre de pouls.
9. Ne pas stériliser l'appareil à l'aide d'un autoclave, d'oxyde d'éthylène ou en l'immergeant au sein d'un liquide. Le présent appareil ne devra pas être stérilisé.
10. Respecter les ordonnances locales et suivre les instructions de recyclage visant la mise au rebut et le recyclage de ce type d'instrument, de ses composants (piles incluses).
11. Le présent équipement satisfait aux exigences de la norme CEI 60601-1-1-2 (2007) relative à la compatibilité électromagnétique des systèmes et/ou équipements « électromédicaux ». Néanmoins, en raison de la prolifération, au sein des environnements dits « de santé » et autres, d'équipements de transmission RF et autres sources de nuisance dite « électrique », il est possible que des degrés élevés d'interférence provenant d'une proximité accrue ou d'une puissance élevée d'une source soit à l'origine d'une performance moindre du présent appareil.
12. Les équipements de communication RF mobiles et portatifs peuvent être à l'origine d'un dysfonctionnement des appareils électriques de types « médicaux ».
13. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé pendant le transport du patient en dehors de l'établissement de santé.
14. Cet équipement ne doit pas être utilisé à proximité ou sur un autre appareil.
15. Ne pas démonter, réparer ou modifier l'appareil sans autorisation.
16. Ces matériaux qui sont en contact avec la peau du patient, silicone médical et boîtier plastic ABS, ont tous passé les tests ISO10993-5 pour la cytotoxicité in vitro, et les tests ISO10993-10 pour l'irritation et l'hypersensibilité retardée.

« Rx only » (littéralement, « Uniquement sur ordonnance »): « Avertissement: la loi fédérale limite la vente du présent dispositif aux professionnels de la santé. »

L'obtention de mesures imprécises peut provenir de/d'un/d'une

1. Niveaux significatifs d'hémoglobine dysfonctionnelle (carboxyhémoglobine ou méthémoglobine);
2. Colorants intravasculaires (vert d'indocyanine ou bleu de méthylène);
3. Lumière ambiante trop forte. Si nécessaire, protéger la zone de positionnement du capteur;
4. Mouvements excessifs du patient;
5. Défibrillateurs et interférence des appareils électrochirurgicaux dits « haute-fréquence »;
6. Pulsations veineuses;
7. Positionnement d'un capteur sur une extrémité équipé d'un brassard de tensiomètre, d'un cathéter artériel ou d'une ligne intravasculaire;
8. Hypotension, vasoconstriction sévère, d'une anémie grave ou d'une hypothermie du patient;
9. Arrêt cardiaque ou d'un stress du patient;
10. Vernis à ongles (interférences colorimétriques) ou présence de faux ongles;
11. Faible qualité de pouls (basse perfusion);
12. Taux d'hémoglobine bas.

Contre-indication

Ce n'est pas pour une surveillance continue.

Propriétés du Produit

1. Affichage OLED 2 couleurs pour SpO₂, PR, indicateur de pulsation et ondes.
2. Faible consommation d'énergie; indicateur de batterie faible
3. Mise hors tension automatique; 2 piles alcalines AAA
4. Luminosité réglable, 6 modes d'affichage
5. Si aucun signal ou signal faible, l'oxymètre de pouls s'éteint automatiquement au bout de 8 secondes.

Utilisation visée

L'oxymètre de pouls à doigt est un dispositif portatif non invasif destiné à la vérification ponctuelle de la saturation en oxygène de l'hémoglobine artérielle (SpO₂) et de la fréquence cardiaque des patients adultes, adolescents et enfants dans les hôpitaux, les établissements hospitaliers et les soins à domicile.

Instructions de Fonctionnement

1. Insérez deux piles AAA dans le compartiment à piles en respectant la polarité, puis refermez le couvercle.
2. Appuyer sur la pince comme décrit sur le schéma.
3. Placez un doigt dans l'ouverture en caoutchouc de l'oxymètre (Il est préférable d'engager profondément le doigt avant de relâcher la pince).
4. Appuyez une fois sur l'interrupteur, situé sur le panneau avant.
5. Votre doigt ne doit pas trembler lorsque l'oxymètre fonctionne. Nous vous conseillons de rester immobile.
6. Lisez les données correspondantes sur l'écran d'affichage.
7. Six modes d'affichage.(Figure 3)

Installation des Piles

1. Insérez les batteries dans le boîtier à batteries de l'appareil selon leur polarité. Respecter les indications de polarité (+/-) mentionnées au sein du compartiment. L'absence de respect des polarités est susceptible de provoquer des dommages au niveau de l'oxymètre de pouls.
2. Fermez le couvercle du boîtier à batteries. (Figure 4)

À NOTER:

- Respecter les indications de polarité. Un mauvais positionnement est susceptible d'endommager gravement le support.
- Retirer les piles en cas de non-utilisation pendant une période de longue durée.

Utilisation du Cordon

1. Engager l'extrémité la plus fine du cordon dans l'encoche prévue à cet effet.
2. Engager l'extrémité la plus épaisse du cordon dans l'embout fileté. Serrer fermement. (Figure 5)

AVERTISSEMENT!

- Tenir l'oxymètre de pouls hors de la portée des enfants. De petits composants tels que le couvercle du compartiment à piles, les piles et le cordon sont susceptibles, en cas d'ingestion, de provoquer un étouffement.
- Ne pas suspendre l'appareil à l'aide du câble (cordon) électrique.

Entretien et Stockage

1. Faire procéder au remplacement des piles dès lors que le témoin de « basse tension » s'allume.
2. En amont d'une quelconque utilisation au titre d'un diagnostic patient, nettoyer la surface de l'oxymètre de pouls.
3. En cas d'absence d'utilisation pendant une longue période, retirer les piles de l'oxymètre.
4. Stocker de préférence l'appareil entre -25°C ~+70°C et au sein d'une zone dont l'humidité est ≤93%.
5. Conserver au sec. Une humidité extrême sera susceptible de réduire la durée de vie de l'oxymètre, voire de provoquer des dommages irréversibles.
6. Merci de bien vouloir respecter les dispositions locales et/ou nationales en vigueur concernant la mise au rebut des piles usagées.

Nettoyage de l'oxymètre de pouls tactile

Pour nettoyer le silicone en contact avec le doigt et présent à l'intérieur de l'oxymètre, il convient d'utiliser un alcool de type « médical ». Pour ce faire, nettoyer à l'aide d'un chiffon doux imprégné à 70% d'alcool isopropylique. En amont et à l'issue de chaque test, nettoyer également, à l'aide d'alcool, le doigt soumis à la mesure.

Ne pas verser ou vaporiser de liquides sur la surface de l'oxymètre. Éviter toute pénétration de liquide au sein des ouvertures de l'instrument. Faire sécher l'oxymètre avant toute nouvelle réutilisation.

Pour une série quotidienne de 15 mesures et une durée de 10 minutes par mesure, la durée de vie du présent appareil est estimée à 5 (cinq) années. En cas de survenue des problèmes à suivre, stopper immédiatement l'utilisation et contacter le centre de réparation le plus proche.

D.SPEC.05.4 Pulse Oxymètre MD300-C29 - Mode d'emploi_FR

- Une erreur portant sur les Problèmes Possibles et les Solutions Envisageable s'affiche à l'écran.
- Malgré des piles correctement chargées, l'oxymètre ne peut être sous tension.
- L'oxymètre est fissuré ou des dommages sont survenus au niveau de l'écran. Le résultat est le suivant: lecture impossible des résultats; ressort non-valide; la clé ne répond pas ou n'est pas disponible.

Désinfection

Les pièces appliquées touchant le corps du patient doivent être désinfectées une fois après chaque utilisation. Les désinfectants recommandés sont: l'éthanol à 70%, l'isopropanol à 70%, le glutaraldéhyde à 2% à des désinfectants liquides. La désinfection peut endommager l'équipement et n'est donc pas recommandée pour cet oxymètre de pouls sauf indication contraire dans le calendrier d'entretien de votre hôpital. Nettoyez l'oxymètre de pouls avant de le désinfecter. ATTENTION: Ne jamais utiliser de EtO ou de formaldéhyde pour la désinfection.

Spécificités

1. Type d'affichage

Ecran OLED

2. SpO₂

Plage de mesure: 70%~100%

Précision: 70%~100%: ±2%; 0%~69% pas de définition

Résolution: 1%

3. Fréquence du Pouls

Plage de mesure: 30bpm~250bpm

Précision: 30bpm~99bpm, ±2bpm; 100bpm~250bpm, ±2%

Résolution: 1bpm

4. Caractéristiques LED pour Sonde

	Longueur d'onde	Puissance de Rayonnement
ROUGE	660±3nm	3.2mw
IR	905±10nm	2.4mw

5. Exigences requises en matière d'Alimentation

Deux piles alcalines AAA

Consommation: Inférieure à 40 Ma

Durée de vie des Piles: Deux piles alcalines AAA 1.5V, 1200 m Ah. Les piles peuvent fonctionner en continu pendant 18 heures.

6. Exigences relatives à l'Environnement Immédiat

Température de Fonctionnement : 5°C ~40°C

Température de stockage : -25°C ~+70°C

Humidité Ambiante: 15%~93% en fonctionnement ; ≤93% sous stockage

Pression atmosphérique : 70kPa~106kPa

7. Temps (Délai) de Réponse de l'Équipement

Comme précisé dans la figure à suivre.

Temps (Délai) de Réponse: Moyenne Basse: 8 secondes. (Figure 6)

8. Classification

Selon le type de protection contre les chocs électriques: EQUIPEMENT A SOURCE ÉLECTRIQUE INTERNE;

Selon le degré de protection contre les chocs électriques: PARTIE APPLIQUÉE DE TYPE BF;

Selon le degré de protection relatif à la pénétration accidentelle d'eau: IP22;

Selon le mode de fonctionnement: FONCTIONNEMENT DIT « CONTINU ».

Résumé de l'étude clinique

Les détails suivants sont fournis pour révéler les performances réelles observées dans l'étude de validation clinique des volontaires adultes en bonne santé. La déclaration d'analyse de valeur ARMS et le graphique de données de Bland-Altman sont les suivants:

Déclaration d'analyse de la valeur ARMS

Item	90~100	80~90	70~<80
#pts	78	66	63
Bias	1.02	0.40	-0.48
ARMS	1.66	1.46	1.93

Graphique de Bland-Altman (Figure 7)

Problèmes Possibles et Solutions

Problèmes	Raison possible	Solution
SpO ₂ ou la fréquence Cardiaque n'apparaît pas normalement	1. Le doigt n'est pas correctement inséré. 2. Valeur SpO ₂ du patient est trop faible pour être mesurée.	1. Essayer de nouveau en insérant le doigt. 2. Essayer plusieurs fois. Si vous avez des doutes sur un problème relatif au produit, allez à l'hôpital afin d'obtenir un diagnostic précis.
SpO ₂ ou la fréquence cardiaque est instable	1. Le doigt ne doit pas être trop profondément inséré. 2. Le doigt tremble ou le patient est en mouvement.	1. Réessayez en repositionnant correctement le doigt. 2. Essayez de ne pas bouger.
Impossible d'allumer l'oxymètre	1. Puissance des batteries non conforme ou absence de batteries. 2. Mauvaise installation des batteries. 3. Oxymètre endommagé.	1. Veuillez changer les piles. 2. Veuillez réinsérer correctement les piles. 3. Veuillez contacter le centre local d'assistance clientèle.
Le voyant lumineux s'éteint subitement	1. Le dispositif se met automatiquement hors tension après 8 secondes sans signal détecté. 2. Batteries faibles.	1. Normal I. 2. Changer les piles.
Le message «Error7 » apparaît à l'écran	1. Puissance faible. 2. Le tube d'émission est endommagé. 3. Dysfonctionnement du circuit de contrôle du courant.	1. Changez les piles. 2. Veuillez contacter le centre local d'assistance clientèle. 3. Veuillez contacter le centre local d'assistance clientèle.

Définitions des Symboles

Symbole	Définition	Symbole	Définition
	Partie appliquée de type BF		Température de stockage et humidité relative
	Avertissement		Informations fabricant
	Protection contre les projections accidentelles d'eau		Date de fabrication
	Saturation de l'hémoglobine en oxygène		Autorisation Union Européenne
	Fréquence de pouls (BPM)		Représentant agréé au sein de la Communauté Européenne
	Témoin d'usure		Déchets d'équipements électriques et électroniques
	Fréquence d'impulsion		lire les documents d'accompagnement
	Numéro de série		

Contenu de la boîte

- Oxymètre De Pouls Digital
- Un cordon
- Deux piles AAA
- Un manuel utilisateur

Noter:

1. les illustrations utilisées dans le présent manuel pourront ne pas refléter exactement la réalité du produit présenté.
2. Les caractéristiques sont susceptibles de changement sans préavis.

Déclaration

Directives et déclaration du fabricant-Émissions électromagnétiques-Pour tous les ÉQUIPEMENTS et SYSTÈMES

Directives et déclaration du fabricant - Émissions électromagnétiques		
L'oxymètre de pouls MD300C2 est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du pulse oxymètre MD300C2 doit veiller à l'utiliser dans un tel environnement.		
Test d'émission	Conformité	Environnement électromagnétique - Directives
Rayonnement RF CISPR 11	Groupe 1	Le pulse oxymètre MD300C2 utilise de l'énergie RF uniquement pour ses fonctions internes. C'est pourquoi ses émissions de RF sont très faibles et il est peu probable qu'il interfère avec les équipements électroniques environnants.
Rayonnement RF CISPR 11	Classe B	L'oxymètre de pouls (MD300C2) peut être utilisé dans tous les établissements, y compris les établissements domestiques et ceux directement raccordés au réseau public de distribution à basse tension qui fournit de l'électricité aux bâtiments utilisés à des fins domestiques.
Émissions harmoniques IEC 61000-3-2	Non Applicable	
Émissions de variations de tension/scintillements IEC 61000-3-3	Non Applicable	

Directives et déclaration du fabricant-Immunité électromagnétique-Pour tous les ÉQUIPEMENTS et SYSTÈMES

Directives et déclaration du fabricant - Immunité électromagnétique			
L'oxymètre de pouls MD300C2 est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du pulse oxymètre MD300C2 doit veiller à l'utiliser dans un tel environnement.			
Test d'immunité	Niveau de test IEC 60601	Niveau de conformité	Environnement électromagnétique - Directives
Décharge électrostatique (DES)	+/- 6kV contact +/- 8kV air	+/- 6kV contact +/- 8kV air	Les sols doivent être en bois, en béton ou en dalles de céramique. Si les sols sont revêtus d'un matériau synthétique, l'humidité relative doit être d'au moins 30 %.
Champ magnétique à la fréquence du réseau (50/60 Hz) IEC 61000-4	3A/m	3A/m	Les champs magnétiques à fréquence industrielle doivent être à des niveaux caractéristiques d'un lieu normal dans un environnement commercial ou hospitalier normal.

Directives et déclaration du fabricant - Immunité électromagnétique - Pour tous les ÉQUIPEMENTS et SYSTÈMES qui ne constituent pas des moyens d'ASSISTANCE VITALE

Directives et déclaration du fabricant - Immunité électromagnétique			
L'oxymètre de pouls MD300C2 est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur du pulse oxymètre MD300C2 doit veiller à l'utiliser dans un tel environnement.			
Test d'immunité	Niveau de test IEC 60601	Niveau de conformité	Environnement électromagnétique - Directives
RF rayonnées IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz to 2.5 GHz	3 V/m	Les équipements de communication RF portables et mobiles ne doivent pas être utilisés à moins de la distance de séparation recommandée, à partir de toute pièce de l'oxymètre de pouls (MD300C2), y compris les câbles, calculée au moyen de l'équation applicable à la fréquence du transmetteur. Distance de séparation recommandée $d = 1.2\sqrt{P}$ 80 MHz to 800 MHz $d = 2.3\sqrt{P}$ 800 MHz to 2.5 GHz Où P est la puissance de sortie maximum du transmetteur en watts (W), selon le fabricant du transmetteur, et d est la distance de séparation recommandée en mètres (m). Les forces de champ émises par les transmetteurs de RF fixes, déterminées sur la base d'une étude électromagnétique du site, doivent être inférieures au niveau de conformité dans chaque plage de fréquence. Une interférence peut se produire à proximité des équipements portant le symbole suivant :

REMARQUE 1 À 80 MHz et 800 MHz, les plages de fréquences les plus élevées s'appliquent.
REMARQUE 2 Ces directives peuvent ne pas s'appliquer dans toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion des structures, objets et personnes.

a L'intensité du champ des émetteurs fixes, comme les stations de base, pour la radio (cellulaire/sans fil), les téléphones et les radios mobiles terrestres, les radios amateurs, les émissions de radio en AM et FM et les émissions de TV, ne peut être prédite théoriquement avec précision. Pour évaluer l'environnement électromagnétique causé par des émetteurs fixes, il est recommandé de procéder à une étude électromagnétique du site. L'intensité du champ mesurée à l'endroit où l'oxymètre de pouls (MD300C2) est utilisé devra être surveillée afin de s'assurer d'un fonctionnement normal. Si une performance anormale est observée, des mesures supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires comme la réorientation ou la relocalisation de l'oxymètre de pouls (MD300C2).
b Au-delà de la plage de fréquence de 150 kHz à 80 MHz, les forces de champ doivent être inférieures à 3 V/m.

Distances de séparation recommandées entre les équipements de communication RF portables et mobiles et l'ÉQUIPEMENT ou les SYSTÈMES - Pour tous les ÉQUIPEMENTS et SYSTÈMES qui ne constituent pas des moyens d'ASSISTANCE VITALE

Distances de séparation recommandées entre les équipements de communication RF portables et mobiles et le pulse oxymètre)
L'oxymètre de pouls a été conçu pour être utilisé dans un environnement électromagnétique dans lequel les perturbations RF sont contrôlées. Le client ou l'utilisateur de l'oxymètre de pouls peut contribuer à prévenir l'interférence électromagnétique en maintenant une distance minimum entre les équipements de communication RF portables et mobiles (transmetteurs) et l'oxymètre de pouls, selon les recommandations ci-dessous, en fonction de la puissance de sortie maximum de l'équipement de communication.

Puissance de sortie maximum nominale du transmetteur (W)	Distance de séparation selon la fréquence du transmetteur (m)	
	80 MHz à 800 MHz $d = 1.2\sqrt{P}$	800 MHz à 2.5 GHz $d = 2.3\sqrt{P}$
0.01	0.1167	0.2334
0.1	0.3689	0.7378
1	1.1667	2.3334
10	3.6893	7.3786
100	11.6667	23.3334

Pour les transmetteurs dont la puissance de sortie maximum n'est pas indiquée dans le tableau ci-dessus, la distance de séparation recommandée d, en mètres (m) peut être estimée au moyen d'une équation applicable à la fréquence du transmetteur, où P est la puissance de sortie maximum du transmetteur en watts (W) selon le fabricant du transmetteur.
REMARQUE 1 À 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation pour les plages de fréquences les plus élevées s'applique.
REMARQUE 2 Ces directives peuvent ne pas s'appliquer dans toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion des structures, objets et personnes.

Beijing Choice Electronic Technology Co.,Ltd.
Room 4104, No. A12 Yuquan Road, Haidian District, Beijing 100143, P.R.China.

EC REP Shanghai International Holding Corp.GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg GERMANY

CE 0123

Figure 1




Figure 2




Figure 3




Figure 4




Figure 5




Figure 6





Figure 7



Modèles concernés

MD300C2 MD300C21 MD300C21C MD300C22 MD300C23 MD300C25 MD300C26 MD300C29 MD300C20 MD300C2A MD300C2B MD300C2D MD300C2E MD300C2F MD300C2G MD300C2H MD300C2I MD300C203 MD300C21-P

- Attention:
- Seul le modèle MD300C203 possède un écran OLED monochrome.
 - Seul le modèle MD300C21-P possède la fonctionnalité de mise sous tension automatique.

Remarques:

1. Les illustrations figurant dans ce manuel peuvent différer légèrement de l'apparence du produit réel.
2. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.