



Avantages de l'Oxycure - concentrateur

Confort d'utilisation.

- Convivial et facile à mettre en service : un interrupteur marche/arrêt pour 30.000 heures d'oxygène sans devoir le «recharger» (3 années 1/2), un seul bouton pour le réglage du débit.
- Liberté de mouvements grâce aux tuyaux d'oxygène (de 2 à 30 mètres).
- Utilisable partout : une prise de courant suffit.
- Mobile et facile à déplacer grâce à ses roulettes, son faible poids et son faible encombrement.
- Facilement « portable » en voiture, en train,...
- Silence de fonctionnement (35 db(A)).

LE PLUS SILENCIEUX DU MARCHÉ : 35db/A

Sécurité d'emploi absolue.

Aucun stockage de bonbonnes et aucune manœuvre pénible.

Autonomie.

Vous ne dépendez de personne pour votre thérapie. Pas besoin de « recharger » l'appareil.

Impact écologique.

Réduction des émissions polluantes (une seule livraison).
Moins de circulation sur nos routes.



Caractéristiques techniques

Oxygène
0,1 à 4 LPM 95% ($\pm 3\%$),
5 LPM 85% ($\pm 3\%$)
Consommation 307-350 W

Alarmes acoustiques et visuelles :

Panne secteur,
concentration d'oxygène, débit volumétrique,
température

Dimensions

54 x 21 x 52 cm (H x l x L)
Poids 19,8 kg

Agrégation CE 0197
Classe MDD IIA

Nous nous occupons de tout !

- **Installation à domicile & Formation de l'utilisateur.**

A la demande du pharmacien et sur base de votre prescription, Oxycure installe les appareils à votre domicile, vous forme à l'utilisation du matériel et vous remet un mode d'emploi pratique (également disponible sur www.oxycure.be).

- **Entretien des appareils & Fournitures des accessoires.**

Oxycure veille au bon fonctionnement des appareils et fournit périodiquement et automatiquement tous les accessoires nécessaires à l'application adéquate de la thérapie (canules, tuyaux, humidificateurs, filtres).

- **Administration de votre dossier.**

Oxycure traite votre dossier administratif avec votre pharmacien habituel ou votre centre de pneumologie.

- **Service de garde.**

Notre service de garde est permanent (numéro d'appel gratuit) pour tout problème technique, disponible 24h/24, 7jours/7). Notre intervention est rapide et adaptée à l'urgence.

- **Bouteille de réserve et de déambulation.**

Oxycure fournit une petite bouteille équipée d'une vanne intégrée, facile à transporter et sans frais de location supplémentaires à votre charge.

Une oxygénothérapie sans contrainte !!

Contacter Oxycure

Siège social

Business Park
L. Génicot, 9
5380 Fernelmont
Belgium
ID BE 0892.073.366

Tél. 081 22 15 90

Fax. 081 22 15 99

E mail oxycure@oxycure.be

URL www.oxycure.be

Disponible chez votre pharmacien

Sur prescription de votre médecin traitant ou spécialiste.

Cachet

