



Guide professionnel : oxygénothérapie



2342-269
90,10/0,00

Oxycure belgium
Business Park
5380 Fernelmont (Belgium)
Tél. 081 22 15 90 - Fax 081 22 15 99
www.oxycure.be
Info prof v110404.FR



Oxycure concentrateur

Le concentrateur **Oxycure** est un dispositif médical déplaçable qui produit, par filtration de l'air ambiant, de 0,1 à 5 litres d'oxygène par minute (LPM), à la demande ou en continu, pendant 30.000 heures (3 ans et demi). Pratiquement sans bruit (31 - 35 db/A) et sans contrainte.

Il procure à son utilisateur et à son entourage une autonomie, un confort et une sécurité sans pareil.

Il remplace avantageusement des bonbonnes d'oxygène.

Vos avantages

- **Simplification de l'administration.**

Une prescription en début de thérapie et une prescription chaque début de mois. Un travail administratif allégé, un gain de temps et d'argent.

- **La source d'oxygène la moins chère pour les soins de santé.**

Le concentrateur d'oxygène permet une économie moyenne de près de 50% par mois et par patient par rapport aux autres thérapies.

Confort et sécurité de votre patient

- Convivial et facile à utiliser : un interrupteur marche/arrêt, un bouton pour le réglage du débit.
- Liberté de mouvements de l'utilisateur grâce aux tuyaux d'oxygène (de 2 à 30 mètres).
- Utilisable partout : une prise de courant suffit.
- Mobile et facile à déplacer grâce à ses roulettes, son faible poids et son faible encombrement.
- Facilement « emportable » en voiture, en train, en avion... par l'utilisateur.
- Impact écologique réduit. Pendant son cycle de vie (30.000 heures), l'Oxycure remplace les livraisons de 850 à 2.000 bouteilles de 4,2 m³ en fonction du débit (à 2 LPM et à 5 LPM).
- Convient pour une utilisation pédiatrique (débit à partir de 0,1 LPM).



Location, accessoires et services

La location de l'Oxycure concentrateur, ainsi que les services afférents, sont admis dans le traitement de vos patients. (Plus de détails sur www.oxycure.be ou auprès de notre service Support).

Location, accessoires et services



CNK 2342-269
90,10 / 0,00

Humidification



CNK 2342-285
5,20 / 0,00

Formation et installation



CNK 2342-277
31,80 / 0,00

Honoraire de Coordination



CNK 4004-941
4,15 / 0,00

Caractéristiques techniques

Oxycure-Kröber O2		v.4
Niveau sonore	35db(A)	31,1 db(A)
Consommation	307-350 W	280 W
Masse	19,8 kg	16,0 kg
Dim. (H x P x L)	54x21x52 cm	54x21x52 cm
Oxygène, 0 - 4 LPM	95% -3%	95% -3%
Oxygène 5 LPM	85% ±3%	85% ±3%
Alarmes (acoustiques et visuelles)	Panne de secteur, Concentration d'oxygène, Débit volumétrique, Température, Système électronique	
Agréation	CE 0197	
Utilisation	A domicile, en MR(S)	En MR(S) suivant les disponibilités

Atouts d'Oxycure

- Souplesse et amabilité du service Oxycure.
- Sécurité d'emploi absolue.
- Très faible consommation et coût d'utilisation réduit. (6 à 9 € par mois pour une utilisation journalière de 8 heures).
- Entretien du dispositif sans intervention extérieure. Votre patient reste autonome.
- A peine audible.

Oxycure : bouteille de réserve et de déambulation

Avantages

- **Sécurité thérapeutique.** Une bouteille de réserve Oxycure offre une continuité de la thérapie de votre patient en cas de panne d'électricité.
- **Confort.** Faible encombrement, facile à transporter, ranger ou emporter.

Caractéristiques techniques

Bouteilles Oxycure	B2	B5
Capacité	0,4 m ³	1,0 m ³
Poids (vide / pleine)	±3,5 / 3,9 kg	±7,0 / 8,0 kg
Dimensions (HxDiam.)	± 47 x 10cm	± 61 x 14cm
Autonomie à 2 LPM	± 200 min / 2h20	± 500 min / 8h20
Agréations	CE / TPED (n)	



PRAXAIR

Location des bouteilles Oxycure

La location des bouteilles Oxycure est admise dans le traitement de vos patients, et n'excède pas les montants prévus par la convention entre les pharmaciens et organismes assureurs. (Plus de détails sur www.oxycure.be).

Location



CNK 4004-412
27,72 / 0,00

Formation et installation



CNK 4004-404
36,41 / 0,00

Oxygène médical Praxair



CNK 4001-053
6,17 / 0,00

Honoraire de Coordination



CNK 4004-693
23,15 / 0,00



Prescrire un Oxycure / Concentrateur

- En début de thérapie :
Oxycure concentrateur
Mois/Année
Litres/min. et heures/jour
Humidification
- Renouvellement
Le 1^{er} jour du mois

Prescrire Oxycure / Bouteille de réserve

- En début de thérapie :
Oxycure bouteille de réserve 1 m³ Praxair
Mois/Année
Litres/min. et heures/jour
Canule nasale
- Renouvellement
Uniquement en cas de besoin (bouteille vide)

